

1517828 - Seca 899 pèse-personne digitale avec affichage séparé - classe III - 200 kg - 1 pc



Déscription

L'unité d'affichage et la plateforme sont reliés par un câble de 2 m. L'avantage : l'unité d'affichage de la balance peut ainsi être posée sur une table ou accrochée au mur pour une lecture commode. La pesée n'est pas moins confortable grâce aux nombreuses fonctions de la balance : BMI pour le contrôle du statut nutritionnel, HOLD pour garder le résultat affiché et TARE qui permet par exemple de peser les enfants en bas âge dans les bras de leurs parents. Utilisation stationnaire ou mobile grâce à la poignée de transport, aux dimensions compactes, au faible poids et aux pieds réglables pour pouvoir poser la balance sur tous les sols.

- Pèse-personne plat à module d'affichage télécommandé par câble

Spécifications

Marque	Seca
Mémoire	Non
Calibré	Oui
Poids max.	200 kg
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Oui
Taxe Bemat	0.06 EUR
Fonction de mise en marche automatique	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1517828
Produits similaires	Oui
Classe pèse personnes	Classe III
Gradation pèse-personnes	100 g < 150 kg > 200 g
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes plats numériques