

1621961 - Electrodes ECG - holter - solid - pediatric - 39x36mm - 30x50 ps



Déscription

Grâce à l'encoche unique dans les électrodes ECG, l'électrode peut être connectée de manière durable et conviviale pour le patient, ce qui assure une transmission plus stable et précise du signal ECG. La mousse de polyéthylène se caractérise par sa légèreté, son élasticité, sa durabilité et sa propriété hydrofuge. La mousse est recouverte d'une colle acrylique pour une bonne adhérence.

Spécifications

Marque	Sorimex
sku	1621961
Normes	ISO 13485:2016-05
Radio opaque	Oui
Application	Holter
EKG catégorie	Electrodes & accessoires ECG
Groupe cible	Pediatric
Matériau de base	Mousse de polyéthylène
Matériau de connexion du bouton-poussoir	Inox
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Shelflife	3 ans
Taille	39 x 36 mm
Type ECG	Holter
Type d'emballage	Boîte
Type de gel	Solid gel