

1621961 - Electrodes ECG - holter - solid - pediatric - 39x36mm - 30x50 ps



Déscription

La forme ronde des électrodes ECG permet une plus grande surface de contact avec la peau, améliorant ainsi la qualité et la précision du signal ECG tout en augmentant le confort du patient.

Grâce à la couche non tissée perforée, la peau peut respirer librement pendant toute la durée de l'examen. Principalement utilisé chez les patients très actifs, souffrant de transpiration excessive ou en surpoids.

Spécifications

Marque	Sorimex
sku	1621961
Normes	ISO 13485:2016-05
Radio opaque	Oui
Application	Holter
EKG catégorie	Electrodes & accessoires ECG
Groupe cible	Pediatric
Matériau de base	Mousse de polyéthylène
Matériau de connexion du bouton-poussoir	Inox
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Shelflife	3 ans
Taille	39 x 36 mm
Type ECG	Holter
Type d'emballage	Boîte
Type de gel	Solid gel