

## 1532844 - Coussin Relax - XL - housse bi-tec - L 240 cm - 1 pc



### Déscription

Ce coussin est une version plus longue de 40 cm du modèle standard. Les personnes âgées, les personnes alitées ou les patients bénéficient d'un soutien adéquat et restent dans une position fixe grâce à sa forme extra-longue. Ces personnes auront un sommeil remarquablement plus profond car elles auront un sentiment de sécurité pendant leur repos.

Pour les patients alités, ce rembourrage est idéal car il répartit uniformément la pression et permet ainsi de remédier et de prévenir les escarres. Cet coussin est idéal pour les personnes mesurant plus de 1,80 m ou pour celles qui doivent être placées dans une position fixe ou qui roulent rapidement hors du lit. Grâce au coussin XL standard, vous n'avez plus besoin de 10 coussins pour positionner les personnes confortablement.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Dimensions du produit</b>	L 240 cm
<b>Composition</b>	Housse: matériel bi-tec: 45% PE/55% PU, 190g/m <sup>2</sup> , remplissage: microbilles de polystyrène 35,9 kg/m <sup>3</sup> , tailles des billes 0,9-1,18 mm
<b>sku</b>	1532844
<b>Couleur housse</b>	Bleu
<b>Lavable</b>	40 °C
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Relax
<b>Type d'emballage</b>	Pièce