

1544912 - Chariot combiné pour linge propre-sale, "Wasty" sans pédale - 1 pc



Déscription

Iseo Trio CBPW est un chariot en acier inoxydable. Très pratique et facile à désinfecter. En combinaison avec les porte-sacs sans pédale Wasty, les sacs de linge sale sont séparés du linge propre par une paroi en acier inoxydable avec une découpe au laser très élégante.

Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	L 58 cm, H 110 cm
Profondeur du produit	167 cm
sku	1544912
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce