

1013746 - Porofix® - rouleau - 1,25 cm x 5 m - 1 x 18 pcs



Déscription

Porofix® est le plâtre de suture en rouleau est très extensible et hydrofuge. Peut être utilisé pour fixer des compresses, des pansements, des cathéters veineux, des canules, des drains et des sondes.

Spécifications

Marque	Lohmann Rauscher
Stérile	Non
Compresse	Non
Perforé	Non
Composition	Tissu en viscose, adhésif en caoutchouc synthétique (sans colophane et dérivé de colophane)
sku	1013746
Produits similaires	Oui
Couleur	Brun
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	1,25 cm x 5 m
Type d'emballage	Boîte