

## 1543176 - SLK Eco 1 + 2 - surmatelas avec moteur mécanique - 90 x 200 x 14 cm - 1 pc



### Déscription

SLK Eco 1+2 est un système à pression alternée qui doit être utilisé comme surmatelas et est destiné à un usage intensif dans les EHPAD. Il est destiné aux patients présentant un risque faible à moyen ou présentant des escarres jusqu'au stade 2. Fourni avec une connexion sécurisée du tuyau d'alimentation en air et de l'unité de commande au moyen de connecteurs. La housse Care-Tex aide à réduire les frottements et les forces de cisaillement et est respirante.

- Mode de pression statique et alternative intégré
- Alarme sonore en cas de basse pression
- Dégonflage rapide grâce à la fonction CPR en cas de réanimation cardiorespiratoire
- Avec 17 cellules d'air modulaires en nylon et PVC de haute qualité

### Spécifications

Marque	SLK
sku	1543176
Couleur	Vert
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Pièce