

## 1351576 - Table d'examen Bobath 2 Elite électriquement - avec roues - système de levage des roues - revêtement RESH - EMERALD



### Déscription

La **Bobath 2 Elite Head Section** de Wesseling est une **table de traitement professionnelle** conçue pour offrir une fonctionnalité optimale et un confort maximal lors des séances de **kinésithérapie**. Cette table haut de gamme est parfaitement adaptée à la **thérapie Bobath** ainsi qu'à d'autres **applications neurologiques**.

Grâce à son **mouvement vertical électrique haut/bas**, la table offre une **stabilité maximale** et un **positionnement précis**, essentiels pour des traitements sûrs et efficaces. Les **roulettes intégrées de série** et le **système central de levage des roues** permettent de déplacer facilement la table et de la stabiliser solidement pendant son utilisation.

La **tête de table est inclinable en position négative**, offrant ainsi une grande flexibilité dans les positions de traitement et un meilleur confort pour le patient comme pour le thérapeute. Avec une **hauteur d'accès basse de seulement 42 cm** et une **hauteur maximale de 112 cm**, la table est **parfaitement accessible aux patients à mobilité réduite**.

De plus, **Wesseling propose un large choix de couleurs et d'accessoires**, permettant d'adapter la table à l'identité visuelle et aux besoins spécifiques de votre cabinet.

#### Caractéristiques principales :

- ? Réglage électrique vertical en hauteur
- ? Système central de levage des roues pour mobilité et stabilité
- ? Tête réglable en inclinaison négative
- ? Hauteur réglable de 42 cm à 112 cm
- ? Personnalisation possible (couleurs et accessoires)

*?? Remarque : la couleur présentée sur l'image n'est pas contractuelle et peut différer du produit réel.*

## Spécifications

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                         | Wesseling                    |
| <b>Dimensions du produit</b>          | L 100 cm, H 112 cm, L 203 cm |
| <b>Rembourrage</b>                    | 60 mm                        |
| <b>Roues incluses</b>                 | Oui                          |
| <b>Capacité de levage</b>             | 175 kg                       |
| <b>Hauteur réglable</b>               | Oui                          |
| <b>Porte-rouleau de papier inclus</b> | Non                          |
| <b>sku</b>                            | 1351576                      |
| <b>Accoudoirs</b>                     | Non                          |
| <b>Contrôle de hauteur standard</b>   | Commande phériférique        |
| <b>Couleur</b>                        | Emerald                      |
| <b>Fente nasale triangulaire</b>      | Pas de fente nasale          |
| <b>Nombre de parties</b>              | 2-parties                    |
| <b>Pli électrique</b>                 | Qui                          |
| <b>Réglage de la hauteur</b>          | Electrique                   |
| <b>Table type pièce</b>               | Partie tête                  |
| <b>Type d'emballage</b>               | Pièce                        |