

## 1543407 - Tensiomètre digital BC44 - XL display - poignet - mesures de poignet 14-19,5 cm - 1 pc



### Déscription

Le tensiomètre numérique avec affichage XL pour le poignet est particulièrement facile à utiliser. Grâce à son écran bleu clair et facile à lire et à la mesure entièrement automatique de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, c'est le compagnon idéal pour les contrôles réguliers. Avec un bouton marche/arrêt éclairé et un indicateur de risque. Ce tensiomètre s'éteint automatiquement et dispose d'un indicateur de batterie vide.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Taxe Bebat</b>	0.05 EUR
<b>sku</b>	1543407
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de tensiomètre</b>	Tensiomètres numériques