

## 1516773 - Tasse à café - 510 - blanc - 375 ml - 1 pc



## **Déscription**

La tasse à café 510 avec 1 poignée a l'aspect de la céramique ou de la porcelaine et tient confortablement dans la main. Combinable avec différents becs.

## **Spécifications**

Composition	Polypropylène
Couverture	Non
Anse	Oui
Coupe isolante	Non
Indication d'échelle	Non
sku	1516773
Contenu	375 ml
Couleur	Blanc
Type d'emballage	Pièce