

## 1600775 - Prestrol sonde d'aspiration avec finger tip control - CH08 - 48 cm - bleu - stérile - 1 x 100 pcs



### Déscription

Pennine sonde d'aspiration assistée par le vide pour les procédures d'aspiration orale, trachéale et endobronchique. A utiliser par raccordement à la source d'aspiration avec le tuyau d'aspiration Pennine, type FF. Les produits sont emballés individuellement de façon stérile.

### Spécifications

Marque	Pennine
Stérile	Oui
sku	1600775
Couleur	Bleu
Diamètre sonde	Ch 08
Etat des documents	Expiré
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Boîte