

1006873 - Plateau pour conteneur à aiguille Sharpsafe 1 - 2 L - 45 x 280 x 260 mm - 1 pc



Déscription

Un porte-tablette en polypropylène avec 2 compartiments, un compartiment pour le conteneur à aiguille Sharpsafe (1, 2 ou 3 L) et un compartiment pour les fournitures de soins. La gamme de plateaux a été développée pour éviter les accidents liés au placement intermédiaire d'objets perforants. Les plates-formes de soins avec compartiments encastrés permettent de disposer du conteneur dans un rayon de 0,5 à 1 mètre autour de l'aidant.

La fixation et la stabilisation des boîtes pour objets perforants au moyen de supports contribuent à la prévention des accidents de coupure et de perforation et du contact accidentel avec le sang.

Spécifications

Marque	Sharpsafe
Dimensions du produit	L 28 cm, H 4.5 cm, L 26 cm
Poids du produit	0.2 kg
Normes	ISO 23-907
Composition	Polypropylène
sku	1006873
Type d'emballage	Pièce