


## 1533284 - Schiller Logiciel Medilog Darwin2 Professional



### Déscription

Logiciel Medilog DARWIN2 Professional : adapté aux besoins des centres d'analyse de petite ou moyenne taille nécessitant la détection rapide de FA

DARWIN2 se distingue par sa très grande simplicité d'utilisation et son extrême rapidité. L'analyse automatique d'un enregistrement Holter sur 24 heures prend moins de 90 secondes et livre des résultats extrêmement précis.

### Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Schiller                     |
| <b>sku</b>                       | 1533284                      |
| <b>Produits similaires</b>       | Oui                          |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                        |