

1550838 - Integra™- aiguille Blunt Fill - Tru-Lok - 18G 1 1/2" - 100 pcs



Déscription

L'aiguille BD Integra™ Blunt Fill est conçue pour avoir un volume d'espace vide nettement inférieur à celui d'une seringue et d'une aiguille Luer Lock traditionnelles, ce qui peut entraîner moins de gaspillage de médicaments. Il donne également au clinicien le choix du moment d'activer la fonction de sécurité - avant ou après avoir retiré l'aiguille du patient.

Spécifications

| Marque | BD |
|---------------------------|-----------------------------|
| Mécanisme de sécurité | Oui |
| Longueur de l'aiguille | 40 mm |
| Diamètre aiguille | 12 mm |
| Stérile | Oui |
| sku | 1550838 |
| Couleur | Rouge |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe Is |
| Type d'emballage | Boîte |