

## 1550838 - Integra™- aiguille Blunt Fill - Tru-Lok - 18G 1 1/2" - 100 pcs



### Déscription

L'aiguille BD Integra™ Blunt Fill est conçue pour avoir un volume d'espace vide nettement inférieur à celui d'une seringue et d'une aiguille Luer Lock traditionnelles, ce qui peut entraîner moins de gaspillage de médicaments. Il donne également au clinicien le choix du moment d'activer la fonction de sécurité - avant ou après avoir retiré l'aiguille du patient.

### Spécifications

Marque	BD
Mécanisme de sécurité	Oui
Longueur de l'aiguille	40 mm
Diamètre aiguille	12 mm
Stérile	Oui
sku	1550838
Couleur	Rouge
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Boîte