

## 1600875 - Kit glucomètre BG5S



### Déscription

Vérifiez votre taux de glycémie avec ou sans smartphone (iPhone et smartphones Android). Grâce à la connectivité Bluetooth, iHealth Gluco+ mesure votre taux de glycémie et affiche les résultats sur un nouvel écran LED blanc convivial et sur votre smartphone. Gardez votre appareil en sécurité et emportez-le dans la pochette de rangement pratique. Comprend 10 bandes de test et un stylo autopiqueur. Des bandes de test sont également disponibles séparément.

### Avantages

- Mesure et contrôle du taux de glucose pour les patients diabétiques
- 500 mesures sont conservées dans la mémoire de l'appareil.
- Suivi des données, graphiques et historique sur l'application iHealth Gluco-Smart.
- Compatible uniquement avec les bandelettes de test iHealth
- Évaluer les mesures selon les recommandations des directives internationales
- Partager vos données médicales avec votre prestataire de soins ou votre famille
- Une batterie qui dure un mois. Lorsque la batterie est faible, il vous le fait savoir.

### Spécifications

<b>Marque</b>	ihealth
<b>sku</b>	1600875
<b>Catégorie de glucomètre</b>	Glucomètres et bandelettes
<b>Réglementation Européenne</b>	98/79/EC - Autres
<b>Type d'emballage</b>	Pièce