

1530014 - Schiller ERG 911 S/L - Ergomètre médical de sécurité pour position allongée variable



Déscription

Cet ergomètre en position allongée variable a été conçu pour le secteur de la cardiologie, soumis à des conditions de sécurités particulières. Avec sa position facilement réglable, ce nouvel ergomètre pour position allongée a été conçu pour les tests d'efforts, les tests de cathéter cardiaque et la réhabilitation. Conçu pour une utilisation chez les patients à haut risque, âgés ou présentant des handicaps physiques.

Spécifications

Marque	Schiller
sku	1530014
Type d'emballage	Pièce