


1560504 - Linido assise douce fermé - standard - 1 pc



Déscription

Siège de toilette souple avec devant ouverte. Ils conviennent à toutes les chaises de douche/toilettes, à l'exception des chaises Combi. L'assise avec ouverture devant permet de laver facilement les parties intimes du corps. Le matériau est une mousse de polyuréthane.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI0121.9050-00
Composition	Mousse de polyuréthane
sku	1560504
Couleur	Noir
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce