


## 1560504 - Linido assise douce fermé - standard - 1 pc



### Déscription

Siège de toilette souple avec devant ouverte. Ils conviennent à toutes les chaises de douche/toilettes, à l'exception des chaises Combi. L'assise avec ouverture devant permet de laver facilement les parties intimes du corps. Le matériau est une mousse de polyuréthane.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	LI0121.9050-00
<b>Composition</b>	Mousse de polyuréthane
<b>sku</b>	1560504
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce