

1540385 - Seringues Enfit - utilisation entérale - 10 ml - 1 x 100 pcs



Déscription

Les seringues stériles Medicina Enfit conviennent à l'administration entérale de médicaments, d'aliments et de rinçages. La seringue est sûre pour les patients néonataux, pédiatriques et adultes. Convient pour un usage unique.

Les seringues Enfit de 1 et 2,5 ml sont dotées d'un embout parfait pour les faibles doses.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Marque | Medicina |
| Stérile | Oui |
| Sans latex | Oui |
| Composition | Corps, Piston, Joint: silicone |
| Normes | ISO 80369-3 |
| sku | 1540385 |
| Contenu | 10 ml |
| Couleur | Pourpre |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Type d'emballage | Boîte |
| Tip | Tip Enfit |