

## 1628196 - Laserguard - silicone - protection oculaire - rouge - stérile - 25 sachets



### Déscription

Les protège-yeux en silicone Laserguard sont moulés d'un seul tenant, conçus pour empêcher le rayonnement laser de pénétrer dans l'œil, et fabriqués en élastomère de silicone biocompatible, sans latex ni phtalates.

Disponibles en trois couleurs différentes correspondant aux différentes longueurs d'onde de la source lumineuse, ils sont exclusivement destinés à un usage unique.

Les protecteurs oculaires en silicone Medasil Laserguard sont destinés à être utilisés lors de traitements laser dermatologiques et esthétiques autour des yeux, pour protéger les yeux et bloquer le rayonnement laser.

Ces produits sont destinés à une utilisation temporaire chez les adultes et les enfants. (utilisation continue de moins de 60 minutes).

### Spécifications

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Marque                    | medasil                       |
| sku                       | 1628196                       |
| Couleur                   | Rouge                         |
| Matériel                  | Silicone                      |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe Is |
| Type d'emballage          | Boîte                         |