

1532572 - Bassin de lit - oval - acier inoxydable - 1 pc



Déscription

Bassin ovale en acier inoxydable.

Dimensions:

Hauteur côté bas : 4 cm

Hauteur côté haut : 8,5cm

Longueur avec poignée : 54 cm

Longueur jusqu'à la poignée : 42 cm

Spécifications

Couverture	Non
Autoclavable	Oui
Composition	Acier inoxydable
sku	1532572
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce