

1574676 - Pèse-personne GS 225 - 180 kg - 1 pc



Déscription

Design pur et clair - le pèse-personne en verre avec affichage LED magique a fière allure dans n'importe quelle salle de bain. Avec une surface antidérapante, il s'éteint automatiquement et dispose d'un indicateur de surcharge.

Spécifications

Marque	Beurer
Taxe Bemat	0.06 EUR
Fonction de mise en marche automatique	Oui
Composition	Verre
Poids max.	180 kg
sku	1574676
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce