


1620233 - VOLTRA I – Poignée de Base



Déscription

La Poignée de Base est un accessoire compact et robuste, conçu pour une utilisation intensive. Avec une capacité de charge maximale de 400 kg et un poids léger de seulement 0,24 kg, cette poignée offre une combinaison idéale de puissance et de praticité.

Fabriquée en caoutchouc, fibre tissée composite et acier, elle garantit durabilité et fiabilité dans toutes les situations d'entraînement.

Caractéristiques techniques:

- **Charge maximale:** 400 kg
- **Poids:** 0,24 kg
- **Matériaux:** Caoutchouc, fibre tissée composite, acier
- **Dimensions de l'emballage:** 64 mm x 64 mm x 176 mm

Parfaite pour ceux qui recherchent une poignée solide et pratique pour des entraînements intensifs.

Spécifications

Marque	Voltra
sku	1620233
Type d'emballage	Pièce