

1000088 - 3M™ Red Dot™ électrodes red dot pour enfants diam. 4,4 mm - 50 pcs



Déscription

Les électrodes de surveillance 3M™ Red Dot™ utilisent une technologie adhésive avancée et hautement conductrice pour une adhésion ferme et durable, ce qui permet de les retirer facilement à tout moment. Les électrodes sont spécialement conçues pour les soins critiques, les soins intensifs et la cardiologie.

- Le support de la bande Micropore®use est conformable pour un meilleur confort du patient.
- Le gel solide se conforme à la peau et permet un suivi de haute qualité et ininterrompu.
- Il offre de bonnes performances jusqu'à 30 jours après l'ouverture du sachet.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | 3M™ |
| Composition | Ruban de papier microporeux |
| sku | 1000088 |
| Produits similaires | Oui |
| EKG catégorie | Electrodes & accessoires ECG |
| Groupe cible | Enfants |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe I |
| Type d'emballage | Sac |