

1000088 - 3M™ Red Dot™ électrodes red dot pour enfants diam. 4,4 mm - 50 pcs



Déscription

Les électrodes de surveillance 3M™ Red Dot™ utilisent une technologie adhésive avancée et hautement conductrice pour une adhésion ferme et durable, ce qui permet de les retirer facilement à tout moment. Les électrodes sont spécialement conçues pour les soins critiques, les soins intensifs et la cardiologie.

- Le support de la bande Micropore®use est conforme pour un meilleur confort du patient.
- Le gel solide se conforme à la peau et permet un suivi de haute qualité et ininterrompu.
- Il offre de bonnes performances jusqu'à 30 jours après l'ouverture du sachet.

Spécifications

Marque	3M™
Composition	Ruban de papier microporeux
sku	1000088
EKG catégorie	Electrodes & accessoires ECG
Groupe cible	Enfants
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Sac