

1601339 - Lampe d'examen HEPTA au bras flexible 114 cm - variateur - 1 pc



Déscription

La lampe d'examen professionnelle HEPTA, au design intemporel, allie puissance, polyvalence et robustesse à un usage intensif. Sa poignée ergonomique est facile à manipuler et s'adapte à toutes les exigences en matière d'éclairage médical. Son option variateur permet d'ajuster l'intensité lumineuse pour un confort optimal et individuel. En résumé, HEPTA se prête parfaitement à la consultation et aux soins médicaux généraux, à la petite chirurgie, à la gynécologie et à l'obstétrique, à la néonatalogie et à la dermatologie. Pour un aperçu clair de l'intensité lumineuse, nous vous invitons à consulter le schéma ci-joint (voir image).

Spécifications

Marque	lid
Intensité lumineuse	980 lumen
sku	1601339
	Non
Produits similaires	Non
Catégorie de lampe de recherche	Lampe d'examination
Lampe d'examination modèle	Modèle de trépied
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce