

1601339 - Lampe d'examen HEPTA au bras flexible 114 cm - variateur - 1 pc



Déscription

La lampe d'examen professionnelle HEPTA, au design intemporel, allie puissance, polyvalence et robustesse à un usage intensif. Sa poignée ergonomique est facile à manipuler et s'adapte à toutes les exigences en matière d'éclairage médical. Son option variateur permet d'ajuster l'intensité lumineuse pour un confort optimal et individuel. En résumé, HEPTA se prête parfaitement à la consultation et aux soins médicaux généraux, à la petite chirurgie, à la gynécologie et à l'obstétrique, à la néonatalogie et à la dermatologie. Pour un aperçu clair de l'intensité lumineuse, nous vous invitons à consulter le schéma ci-joint (voir image).

Spécifications

Marque	lid
Intensité lumineuse	980 lumen
sku	1601339
	Non
Catégorie de lampe de recherche	Lampe d'examination
Lampe d'examination modèle	Modèle de trépied
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce