

1541491 - 3M™ Littmann® cardio/dual III™ - noir - set



Déscription

Le kit de pièces détachées pour stéthoscope 3M™ Littmann® pour le stéthoscope Cardiology III™ contient un rebord et un diaphragme accordable noirs pour les côtés adulte et pédiatrique de la pièce thoracique, ainsi que deux petits embouts auriculaires noirs Snap Tight à étanchéité souple (1/2 pouce).

Spécifications

Marque	Solventum
sku	1541491
Application	Cardiologie
Couleur	Noir
Type d'emballage	Set