

1550477 - EM 37 ceinture abdominale - 70 x 140 cm - 1 pc



Déscription

Si vous entraînez régulièrement vos muscles abdominaux, vous pouvez également les soutenir avec la ceinture de renforcement abdominal. Grâce à la ceinture d'extension et au tour de taille flexible, il convient à toutes les postures. Fournit un entraînement complémentaire des muscles abdominaux centraux et latéraux. Avec 4 électrodes de contact résistantes à l'usure et un matériau en carbone conducteur, aucun gel de contact ou électrode de remplacement n'est nécessaire (électrodes de contact à l'eau). Pour une stimulation musculaire individuelle, 2 électrodes adhésives peuvent être connectées (non incluses). Avec une ceinture d'extension, 5 programmes d'entraînement entre 22 et 31 min, un compte à rebours, un interrupteur de sécurité et un indicateur de batterie faible. La ceinture peut être lavée à la main. Cet appareil ne convient pas aux femmes enceintes, aux utilisateurs de stimulateurs cardiaques, aux épileptiques et aux personnes souffrant d'arythmies cardiaques. Livré avec 3 piles AAA 1,5 V.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------|
| Marque | Beurer |
| SKU leverancier | 64703 |
| Taxe Bebat | 0.05 EUR |
| sku | 1550477 |
| Réglementation Européenne | 2014/30/EU |
| Type d'emballage | Pièce |