

1102564 - Surflo™-WP - I.V. cathéter - 18G x 45 mm - vert - 1 x 50 pcs



Déscription

Le cathéter Surflo™-WP I.V. avec ailettes et orifice est composée de matériau médical de haute qualité.

La conception offre confort et stabilité lors de l'insertion, le cathéter opaque montre que le cathéter a été inséré correctement.

Le cathéter est stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	SR+DM1845PX(NIEUWSR+DM1845PD)
Composition	<ul style="list-style-type: none"> • Cathéter: FEP + BaSO4 • Embase de cathéter à ailettes: polypropylène • Goupille de calage: polyoxyméthylène • Canule (aiguille interne): acier inoxydable • Raccord de l'aiguille: Copolymère styrène/butadiène • Bouchon Luer-lock: polypropylène • Filtre de raccord d'évent: polyéthylène • Corps de raccord d'évent: Copolymère styrène/butadiène • Fermeture du port: polypropylène + master batch • Valve du port d'injection: caoutchouc de silicone • Protection: polyéthylène
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Débit	96 milliliter per minute
Diamètre interne cathéter	0.95 mm
Diamètre externe cathéter	1.3 mm
sku	1102564
Mécanisme de sécurité	Oui
Aiguille de sécurité	Oui
Couleur	Vert
Diamètre externe	18G x 1,30 mm
Dimensions	18G x 45 mm
Dimensions en mm	1,3 x 32 mm
Méthode de sterilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte