

## 1514465 - Schiller AED armoire murale Model 100



### Déscription

L'Aivia 100 est un boîtier mural fonctionnant sur batteries (4xLR20) pour le stockage en toute sécurité de votre DEA. Il est conforme à toutes les normes CE et est destiné à un usage intérieur uniquement. Lorsque l'armoire est ouverte, une alarme de 95db se déclenche. En cas d'urgence légère, l'éclairage LED s'allume automatiquement.

- Dimensions: 423 x 388 x 201 mm (H x L x P)
- Poids: 3,5 Kg

### Spécifications

Marque	Schiller
sku	1514465
Type d'emballage	Pièce