

1101083 - Couvercle pour pot 1 litre - New Askir 30 - New Aspiret - 1 pc



Déscription

Couvercle avec clapet anti-retour pour des volumes de pot de 1000 et 2000 ml qui peut être stérilisé et s'adapte aux aspirateurs CA-MI série Askir, Aspiret, Hospivac et aux systèmes d'aspiration centraux.

Spécifications

Marque	Cami
sku	1101083
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce