

**1543227 - Sonde Nelaton - PVC - usage unique - 40 cm - Ch 12 -
blanc - stérile -1 x 100 pcs**



Déscription

Le cathéter de Nélaton est fermé et arrondi à son extrémité distale, il présente deux yeux latéraux atraumatiques et un embout en entonnoir selon un code couleur international. La sonde peut être utilisée chez les hommes, les femmes et les enfants.

Spécifications

Marque	Dahlhausen
Dimensions du produit	L 40 cm
Stérile	Oui
Longueur de la sonde	40 cm
Composition	PVC
sku	1543227
Couleur	Blanc
Diamètre sonde	Ch 12
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Sex	Unisex
Type d'emballage	Boîte