

1543950 - Renol coussin demi-lune - 30 cm x l 130 cm - 1 pc



Déscription

L'oreiller en demi-lune offre un maintien optimal de la nuque et de la tête. Il s'adapte constamment aux mouvements durant le sommeil grâce aux microbilles de polystyrène. A usages multiples, on peut s'en servir pour positionner et soutenir d'autres parties du corps.

Spécifications

Marque	Renol
Dimensions du produit	L 130 cm
SKU leverancier	RCM35200
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Composition	PU
sku	1543950
Couleur housse	Bleu
Lavable	n/a
Marque du matériel de positionnement	Renol
Matériel	PU
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce