

1601561 - Kardiomed 540 Upper body cycle - Position assise - 1 pc



Déscription

Le Kardiomed 540 Upper body cycle (Stand) vous permet de passer à la vitesse supérieure en matière d'entraînement du haut du corps. Il est doté d'un cadre en aluminium blanc et d'un boîtier élégant en gris anthracite.

Caractéristiques principales:

- Pas d'alimentation électrique externe requise
- Dimensions: 116 x 78 x 155 cm
- Programmes d'entraînement intégrés pour varier les exercices
- Écran tactile durable et lumineux de 7 pouces
- Affichage de la fréquence cardiaque hybride Polar® sans interférence avec appairage automatique (5 kHz et Bluetooth Low Energy)
- Siège amovible pour l'entraînement en position debout, l'utilisation d'un ballon d'exercice ou l'accès aux fauteuils roulants
- Possibilité d'avancer et de reculer
- Manivelle réglable en longueur avec mode synchrone/asynchrone
- Réglage progressif de la hauteur de l'unité d'entraînement, assisté par pression de gaz, pour une position d'entraînement assise ou debout
- Poignées ergonomiques Leki avec possibilité de fixation par clip
- Roues de transport pour un déplacement aisé
- Les programmes d'entraînement comprennent: Quickstart, Watt (entraînement à la durée) et Pulse (entraînement à l'impulsion)

Spécifications

Marque	Proxomed
sku	1601561
Poids	98 kg
Poids maximal de l'adulte	150 kg
Type d'emballage	Pièce