

## 1351895 - Table d'examen Praxis 1 Elite - hauteur variable électrique - Marine - 1 pc



### Déscription

Le Praxis 1 Elite peut être utilisé à de nombreuses fins. En combinaison avec la barre de retenue, ce modèle peut également être utilisé comme table à langer. Grâce à ses pieds arrondis et à ses profils plus épais, la table est non seulement belle, mais aussi très solide et stable.

Attention: la couleur de la table comme sur l'image n'est pas contractuelle et peut différer de la réalité.

## Spécifications

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Marque                         | Wesseling                    |
| Dimensions du produit          | L 64 cm, L 196 cm            |
| Roues incluses                 | Oui                          |
| Hauteur réglable               | Oui                          |
| Porte-rouleau de papier inclus | Oui                          |
| Hauteur                        | 42-112 cm                    |
| Capacité de levage             | 225 kg                       |
| Temps de réglage de la hauteur | 40 s                         |
| sku                            | 1351895                      |
| Couleur                        | Marine                       |
| Nombre de parties              | 1-partie                     |
| Réglage de la hauteur          | Electrique                   |
| Réglementation Européenne      | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage               | Pièce                        |