


1561375 - OtoLase Starter kit



Déscription

Le système flexible de délivrance de fibres de CO₂ OtoLase est conçu pour délivrer l'énergie du laser CO₂ pour la chirurgie otologique. La précision microchirurgicale du système d'administration OtoLase en fait un instrument idéal pour la chirurgie délicate de l'oreille moyenne et un traitement adapté aux structures auditives petites et sensibles. L'OtoLase Fiber peut être utilisé pour un total de 24 procédures chirurgicales.

Spécifications

Marque	Lumenis
sku	1561375
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce