

1577192 - PiezoWave 2 Touch - "Multi Usage 2/10" - Incl. pièce à main FBL10x5 G2 & F10 G10 - incl. chariot



Déscription

La **série MultiUse** de **Richard Wolf** élève la thérapie par ondes de choc à un niveau supérieur grâce à des extensions intelligentes et des solutions pratiques pour les environnements médicaux exigeants. Cette série avancée est conçue pour les professionnels souhaitant combiner plusieurs sources de thérapie et travailler efficacement sans compromis sur la facilité d'utilisation ou la précision.

Caractéristiques principales :

Support extensible pour sources de thérapie

Permet d'accueillir deux sources de thérapie supplémentaires, rangées en toute sécurité et de manière ordonnée – idéal pour les cliniques offrant une large gamme de traitements.

Générateur haute tension avancé

Un seul générateur qui pilote à la fois des sources de thérapie à simple et double couche, pour un contrôle optimal et une constance à chaque traitement.

Compartiments de rangement pratiques

Deux supports de rangement pour électrodes avec fixation assurent un espace de travail organisé et un accès rapide aux accessoires nécessaires.

Pédale optionnelle

Commande mains libres des niveaux d'intensité et de l'activation des ondes de choc pour un confort et une précision de traitement accrus.

Manche fourni : FB10 G6 + FBL 10x5 G2

Le FB10G6 est une source de thérapie robuste et extrêmement puissante, conçue pour les traitements ciblant à la fois de grandes surfaces et des structures profondes. Grâce au **grand volume focal** et à une **profondeur de pénétration de 60 mm**

, cet appareil offre des résultats efficaces pour des indications ESWT plus complexes.

Même dans les couches tissulaires plus profondes, l'intensité énergétique reste élevée, ce qui est essentiel pour les affections nécessitant une intensité thérapeutique plus élevée – comme la **pseudarthrose**.

Domaines d'application :

- Affections musculosquelettiques (MSK) : telles que la pseudarthrose, les tendinopathies et les points gâchettes.
- Adapté au traitement des grandes calcifications et des larges insertions tendineuses.

Le FBL10x5G2 est une source de thérapie unique avec une **zone focale linéaire**, spécialement conçue pour le traitement des **structures superficielles étendues**. La forme linéaire permet une distribution homogène de l'énergie sur la surface, assurant une **application dynamique et efficace** sur de larges zones de traitement.

Avec une **profondeur de pénétration de 20 mm** et une **EFD maximale de 0,16 mJ/mm²**, cette source offre une énergie pulsée puissante mais contrôlée, parfaite pour les tissus sensibles ou superficiels.

Domaines d'application :

Musculosquelettique (MSK) : pour les grandes structures superficielles telles que le tendon d'Achille et la fascia plantaire.

- Urologie : soutient le traitement de la dysfonction érectile (DE).
- Dermatologie : adapté au traitement des plaies chroniques et des ulcères.

Spécifications

Marque	Elvation
sku	1577192
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce