

## 1102893 - Support mural fixe 46 cm - antidérapant - blanc - 1 pc



### Déscription

Ce **support mural économique** est fabriqué en **plastique robuste** et possède une **surface finement rainurée** pour une meilleure prise en main. Grâce au **profil antidérapant exceptionnel**, le support offre une sécurité optimale lors de son utilisation dans la salle de bain, les toilettes ou d'autres environnements de soins. Le montage se fait facilement avec des vis qui sont proprement recouvertes par une plaque de protection fournie.

#### Avantages :

- Excellente **rapport qualité-prix**
- **Surface antidérapante** pour une sécurité accrue

#### Spécifications :

- **Diamètre de la poignée** : 3,6 cm
- **Espace libre derrière la poignée** : 4 cm

## Spécifications

Angle de pliage de 60°	Non
Composition	Supports: plastique, métaux: acier inoxydable, ventouses: composé de caoutchouc
sku	1102893
Appui mural	460 mm
Catégorie supports muraux	Appuis mureaux droits
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce