

## 1552795 - Housse pour Manumed - sans trou - bleu royal



### Déscription

Un environnement attrayant est particulièrement important dans les cabinets de physiothérapie. Les patients veulent se sentir à l'aise dans la pièce où ils sont traités. Comme chaque cabinet est décoré différemment et selon sa propre palette de couleurs, il est important que la table de traitement corresponde également à votre concept visuel et à votre atmosphère. C'est pourquoi Enraf-Nonius a développé une gamme de housses en tissu éponge pour les tables de traitement Manumed, disponibles en plusieurs couleurs. Ces housses en tissu éponge sont disponibles dans une variante avec une ouverture pour le nez et sans ouverture pour le nez, en fonction de vos besoins.

Attention: la couleur de la table comme sur l'image n'est pas contractuelle et peut différer de la réalité.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Enraf-Nonius
<b>sku</b>	1552795
<b>Couleur</b>	Bleu royal
<b>Type d'emballage</b>	Pièce