

1618656 - Système EMS DolorClast à ondes de choc focales



Déscription

Découvrez la puissance de la précision avec le EMS Swiss Dolorclast Focused Shockwave : l'appareil le plus avancé dans le domaine des ondes de choc focalisées offrant des résultats prouvés avec une expérience utilisateur inégalée.

Caractéristiques principales :

- Pénétration profonde (jusqu'à 65 mm) pour une thérapie ciblée des affections musculaires, tendineuses et osseuses
- Grand foyer (10 mm de large) traitement en toute confiance sans guidage échographique
- Interface tactile conviviale avec protocoles de traitement étape par étape
- Trois gelpads interchangeables pour des profondeurs variables : de superficiel à profond
- Pistolet avec commande directe : démarrage/arrêt et réglage de l'intensité sans console
- Sans entretien et ultra-durable : jusqu'à 5 millions d'impulsions

Pourquoi choisir l'EMS Focused Shockwave?

- Résultats rapides : durée de traitement plus courte avec une efficacité maximale
- La plus haute densité d'énergie sur le marché active plus rapidement les processus biologiques de réparation
- Confort maximal pour le patient grâce à la technologie piézoélectrique sans chocs mécaniques
- Flexibilité pour le thérapeute avec des réglages de traitement entièrement personnalisables
- Pas besoin d'échographie grâce au large foyer et à l'impact profond

Domaines d'application :

- Orthopédie : tendinopathies, fasciopathies, épaule gelée, fasciite plantaire
- Médecine du sport : lésions musculaires, lésions de surcharge, fractures de stress
- Thérapie de la douleur : douleurs myofasciales, points trigger, douleurs lombaires et cervicales
- Neurologie : spasticité
- Dermatologie : lésions cutanées chroniques telles que les ulcères diabétiques



• Urologie : troubles de l'érection, syndrome de douleur pelvienne chronique

Spécifications techniques :

Le **EMS** Swiss Dolorclast Focused Shockwave est conçu pour la précision, la puissance et la facilité d'utilisation. Voici un aperçu des principales spécifications techniques :

Intensité: réglable de 0,1 à 20
Énergie: 0,008 à 0,403 mJ/mm²

• Nombre d'impulsions par session : de 0 à 4000

• Fréquence : de 1 à 8 Hz

• Plage de pression : de 6,4 à 80 MPa

Dimensions et poids:

Console: 180 x 340 x 450 mm, poids de 15 kg
Pistolet: 156 x 116 x 116 mm, poids de 1,4 kg

• Set de gelpads : 0,8 kg

• Chariot (optionnel en commande supplémentaire) : 913 x 460 x 541 mm, poids de 18 kg

Optimisez vos résultats de traitement et démarquez votre cabinet avec un appareil qui allie précision clinique, facilité d'utilisation et expérience patient.

Le EMS Swiss Dolorclast Focused Shockwave est le choix intelligent pour tout cabinet qui mise sur une thérapie efficace, moderne et centrée sur le patient. Contactez-nous pour une prise de contact sans engagement.

Spécifications

Marque	EMS
sku	1618656
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce