

1618656 - Système EMS DolorClast à ondes de choc focales



Déscription

Découvrez la puissance de la précision avec le **EMS Swiss Dolorclast Focused Shockwave** : l'appareil le plus avancé dans le domaine des **ondes de choc focalisées** offrant des résultats prouvés avec une expérience utilisateur inégalée.

Caractéristiques principales :

- **Pénétration profonde (jusqu'à 65 mm)** pour une thérapie ciblée des affections musculaires, tendineuses et osseuses
- **Grand foyer (10 mm de large)** – traitement en toute confiance sans guidage échographique
- **Interface tactile conviviale** avec protocoles de traitement étape par étape
- **Trois gelpads interchangeable** pour des profondeurs variables : de superficiel à profond
- **Pistolet avec commande directe** : démarrage/arrêt et réglage de l'intensité sans console
- **Sans entretien** et ultra-durable : jusqu'à **5 millions d'impulsions**

Pourquoi choisir l'EMS Focused Shockwave ?

- **Résultats rapides** : durée de traitement plus courte avec une efficacité maximale
- **La plus haute densité d'énergie sur le marché** – active plus rapidement les processus biologiques de réparation
- **Confort maximal pour le patient** grâce à la technologie piézoélectrique sans chocs mécaniques
- **Flexibilité pour le thérapeute** avec des réglages de traitement entièrement personnalisables
- **Pas besoin d'échographie** grâce au large foyer et à l'impact profond

Domaines d'application :

- **Orthopédie** : tendinopathies, fasciopathies, épaule gelée, fasciite plantaire
- **Médecine du sport** : lésions musculaires, lésions de surcharge, fractures de stress
- **Thérapie de la douleur** : douleurs myofasciales, points trigger, douleurs lombaires et cervicales
- **Neurologie** : spasticité

- **Dermatologie** : lésions cutanées chroniques telles que les ulcères diabétiques
- **Urologie** : troubles de l'érection, syndrome de douleur pelvienne chronique

Spécifications techniques :

Le **EMS Swiss Dolorclast Focused Shockwave** est conçu pour la précision, la puissance et la facilité d'utilisation. Voici un aperçu des principales spécifications techniques :

- **Intensité** : réglable de 0,1 à 20
- **Énergie** : 0,008 à 0,403 mJ/mm²
- **Nombre d'impulsions par session** : de 0 à 4000
- **Fréquence** : de 1 à 8 Hz
- **Plage de pression** : de 6,4 à 80 MPa

Dimensions et poids :

- **Console** : 180 x 340 x 450 mm, poids de 15 kg
- **Pistolet** : 156 x 116 x 116 mm, poids de 1,4 kg
- **Set de gelpads** : 0,8 kg
- **Chariot (optionnel en commande supplémentaire)** : 913 x 460 x 541 mm, poids de 18 kg

Optimisez vos résultats de traitement et démarquez votre cabinet avec un appareil qui allie précision clinique, facilité d'utilisation et expérience patient.

Le **EMS Swiss Dolorclast Focused Shockwave** est le choix intelligent pour tout cabinet qui mise sur une thérapie efficace, moderne et centrée sur le patient. Contactez-nous pour une prise de contact sans engagement.

Spécifications

Marque	EMS
sku	1618656
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce