

1560182 - Gobelet Knick Cup - bec verseur réglable - graduations - transparent - 200 ml - 1 pc



Déscription

Gobelet transparent avec bec verseur réglable en position de 4 ou 8 mm d'ouverture. Ce dernier est adapté à la nourriture semi-liquide telle le yaourt par exemple. Le bec peut se cliquer vers l'avant afin d'obtenir une bonne position pour boire. Idéal pour des personnes qui ont des problèmes de nuque ou des personnes alitées. Pourvu de graduations.

Spécifications

Couverture	Oui
Anse	Non
Conforme à la norme HACCP	Oui
Coupe isolante	Non
Indication d'échelle	Oui
sku	1560182
Contenu	200 ml
Couleur	Transparent
Type d'emballage	Pièce