

1302088 - Ecarteur autostatique ALM - crochets pointus - 10 cm - 1 pc



Déscription

Ils servent à écarter, exposer ou pousser les tissus, muscles, organes ou les os lors de la chirurgie. Les écarteurs manuels demandent à être retenus durant une chirurgie. La taille et le modèle d'écarteurs sont déterminés par la profondeur de l'incision. Les plus petits sont utilisés en surface pour retenir la peau et les tissus. Les plus gros retiennent les muscles, organes et les os plus profondément. Pour réduire les traumatismes, la position des écarteurs doit être changée fréquemment.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Marque | Nopa |
| Composition | Acier inoxydable |
| sku | 1302088 |
| Qualité instruments | Chirurgical |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe Ir |
| Taille | 10 cm |
| Type d'emballage | Pièce |