

1532225 - Brassard velcro + poumon avec 2 tuyaux - adultes - 1 pc



Déscription

Brassard à velcro convenant à tous les tensiomètres numériques Boso. Il est important de choisir le bon brassard pour obtenir des résultats fiables et précis.

Spécifications

Marque	BOSO
Compatible avec	Boso Manuel II
Portée du brassard	22 - 32 cm
sku	1532225
Groupe cible	Adultes
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille du brassard	M
Type d'emballage	Pièce
type de brassard	Crochet velcro