

1561510 - Carmen chaise de toilette classique - 1 pc



Déscription

Chaise de toilette classique Carmen de Vermeiren est composée d'un siège, un dossier et des accoudoirs en cuir artificiel souple. Le siège des toilettes est blindé, ce qui contribue à une vue plus élégante. Le seau de toilette peut être facilement retiré pour le nettoyage.

Spécifications

Marque	Vermeiren
Dimensions du produit	L 58.5 cm, H 80.5 cm, L 55 cm
Normes	EN 12182:2012; ISO 17966:2016
Composition	Siège en simili-cuir
sku	1561510
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce