

1610760 - sachets de stérilisation - 7,5 x 30 cm - 8 x 250 pcs



Déscription

Ces sachets d'emballage laminée créent un environnement stérile sécurisé pour les instruments et les équipements jusqu'à leur utilisation finale. **Halyard** propose désormais une large gamme de tailles différentes qui préviennent les déchirures.

Avantages

- Réduction du risque de contamination par l'encre
- Réduction de l'accumulation de poussière et du risque de contamination
- Résistance à la perforation et à l'abrasion grâce au film transparent
- multicouche Adapté à la stérilisation à haute température par vapeur et par oxyde d'éthylène

Spécifications

Marque	Halyard
sku	1610760
Couleur	Vert
Méthode de stérilisation	Oxide éthylène Vapeur
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	7,5 x 30 cm
Type d'emballage	Carton