

## 1605559 - Exxentric kBox5 Lite Platform - carbon black



### Déscription

Le plus léger et le plus transportable de la série kBox4. Pratique si vous voyagez souvent et souhaitez vous entraîner, ou si vous avez besoin d'un matériel mobile. Convient pour les athlètes en déplacement, le fitness, la physiothérapie et la rééducation.

- Capacité de charge accrue
- Pour un usage individuel à domicile
- Entraînement avec 1-4 Flywheel
- Inertie jusqu'à 0,200 kgm<sup>2</sup>
- Compatible avec kMètre
- Poids : 9,5 kg
- Couleur: Midnight Blue

### Spécifications

<b>Marque</b>	Exxentric
<b>sku</b>	1605559
<b>Réglementation Européenne</b>	2001/95/EC
<b>Type d'emballage</b>	Pièce