

1574465 - Chariot d'instruments 2 étagères - roues antistatiques - 900 x 600 mm - 1 pc



Déscription

Chariot à instruments en acier inoxydable sur 4 roulettes pivotantes antistatiques, dont 2 avec frein.

Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	L 97 cm, H 90 cm
Composition	Acier inoxydable
Profondeur du produit	90 cm
sku	1574465
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce